

[Ko-Validiert] Anti-Wstf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uig0

Artikelnummer: CM0029055



Einführung

KO-validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes WSTF (BAZ1B, WBSCR9). Geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Das Zielprotein ist eine Tyrosin-Protein-Kinase, die an Chromatin-Remodelling, DNA-Reparatur und Transkriptionsregulation beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] WSTF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WSTF; WBSCR9; WBSCR10; TF
Spezies	Human
GeneID (Human)	9031
GeneID	9031
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 von humanem WSTF (NP_115784.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIG0
Protein-Gewicht	171kDa
Versand	Eisbeutel