


[Ko-Validiert] Anxa1 Kaninchen Pab - P04083

Artikelnummer: CM0018550



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Annexin A1 (ANXA1), durch KO validiert und geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Zielprotein ist an Entzündung und Immunregulation beteiligt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] ANXA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ANX1; LPC1; A1
Spezies	Human
GeneID (human)	301
GeneID	301
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-346 von humanem ANXA1 (NP_000691.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04083
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Kühltasche