


[Ko-Validiert] Cdk5 Kaninchen Monoklonaler Antikörper - Q00535

Artikelnummer: CM0008793



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CDK5, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt CDK5 von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von neuronaler Entwicklung, Differenzierung und Apoptose - Q00535.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CDK5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LIST7; PSSALRE
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1020
GeneID	1020
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 92-289 von humanem CDK5 enthält. (NP_004926.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q00535
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel