


Ko Validierter Cdk7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P50613

Artikelnummer: CM0017844



Einführung

KO validierter CDK7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CDK7. Ideal für Forschung zum Zellzyklus und zur Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] CDK7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CAK; CAK1; HCAK; MO15; STK1; CDKN7; p39MO15; K7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1022
Gen-ID	1022
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 211-346 des menschlichen CDK7 (NP_001790.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50613
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel