

[Ko-Validiert] Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Gespaltenes Gasdermin E (N-Terminal) Für Wb, Ihc-P, Elisa - O60443

Artikelnummer: CM0011253



Einführung

Validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper, der das gespaltene N-terminale Fragment des humanen Gasdermin E (GSDME/DFNA5) erkennt. Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Ideal für die Erforschung von Pyroptose und Tumormunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Kaninchen-mAb gegen gespaltenes Gasdermin E (N-terminal)
Anmerkungen/Alias	DFNA5, ICERE-1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1687
Gen-ID	1687
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Bereich um Asp270 des humanen Gasdermin E repräsentiert
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O60443
Proteingewicht	11 kDa/35 kDa/55 kDa
Versand	Kühlakku