

[Ko Validiert] Erk2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P28482

Artikelnummer: CM0015847



Einführung

KO-validierter kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes ERK2 (MAPK1), geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes ERK2. Ideal für die Untersuchung von MAPK/ERK-Signalwegen in der Zellwachstums-, Differenzierungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] ERK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5594
Gen-ID	5594
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem ERK2 (NP_002736.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P28482
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eisbeutel