

[Ko-Validiert] Fettsäuresynthase (Fasn) Kaninchen-Polymab® Für Wb, If/Icc, Elisa - P49327

Artikelnummer: CM0006489



Einführung

Hochwertiger [KO-validierter] Kaninchen-Polymab® gegen Fettsäuresynthase (FASN) für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Validiert für Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des Fettsäurestoffwechsels und von SARS-CoV-2-Replikationsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validierter] Fettsäuresynthase (FASN) Kaninchen-Polymab®
Bemerkungen/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2194
Gen-ID	2194
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 2212-2511 der menschlichen Fettsäuresynthase (FASN) (NP_004095.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49327
Proteingewicht	273 kDa
Versand	Kühlakku