

[Ko Validiert] Gbp2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P32456

Artikelnummer: CM0023524



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes GBP2, validiert durch KO, für Western Blot und ELISA. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität, zielt auf eine 67 kDa Interferon-induzierbare GTPase (P32456) ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] GBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GBP2; P2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2634
GenID	2634
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P32456
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel