


Ko-Validiertes Hif1An/Fih1 Kaninchen-Mak Für Wb, Elisa - Q9Nwt6

Artikelnummer: CM0010962



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6). Validiert für Western Blot und ELISA. Ideal zur Untersuchung der Hypoxie-Signalgebung, des Sauerstoffsensors und der transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] HIF1AN/FIH1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	FIH1; H1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55662
GenID	55662
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem HIF1AN/FIH1 (Q9NWT6) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9NWT6
Proteingewicht	41 kDa
Versand	Eisbeutel