

## [Ko Validiert] Hk1 Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P19367

Artikelnummer: CM0018250



### Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humane Hexokinase-1 (HK1), KO validiert für Western Blot, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zu Glykolyse, mitochondrialer Funktion und angeborener Immunität.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] HK1 Kaninchen pAb                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | HK; HKD; HKI; HXK1; NMSR; RP79; HMSNR; HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; NEDVIBA; Hexokinase; K1                                   |
| Art               | Mensch                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)    | 3098                                                                                                                     |
| GenID             | 3098                                                                                                                     |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 21-219 von humanem HK1 (NP_000179.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie         | Poliklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS             | P19367                                                                                                                   |
| Proteingewicht    | 102 kDa                                                                                                                  |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                |