

[Ko Validiert] Hnrnpf Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - P52597

Artikelnummer: CM0026907



Einführung

KO validierter polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen HNRNPF, geeignet für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem HNRNPF, einem Schlüsselregulator der alternativen Spleißung und Prä-mRNA-Verarbeitung. Ideal für Studien zur Genexpression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] HNRNPF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNRNPF; mcs94-1; OK/SW-cl.23; PF
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3185
GenID	3185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 von humanem HNRNPF (NP_001091678.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P52597
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel