


[Ko Validiert] Hsp27/Hspb1 Kaninchen-Pak Für Wb, If/Icc, Elisa - P04792

Artikelnummer: CM0021303



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen HSP27/HSPB1, validiert durch Knockout, für Western Blot, IF/ICC und ELISA. Zielt auf das humane Hitzeschockprotein Beta-1, ein Molekularer Chaperon, das an der Stressantwort und der Dynamik des Zytoskeletts beteiligt ist. - P04792

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] HSP27/HSPB1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3315
Gen-ID	3315
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-120 von humanem HSP27/HSPB1 (NP_001531.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04792
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel