

[Ko Validiert] Ifitm3 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01628

Artikelnummer: CM0013881

Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes IFITM3 (SWISS: Q01628) für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung der antiviralen angeborenen Immunität und Interferon-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] IFITM3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; M3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10410
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-133 des humanen IFITM3 (NP_066362.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q01628
Protein-Gewicht	15kDa
Versand	Eistasche