

[Ko-Validiert] Polyklonaler Antikörper Gegen Integrin Alpha 2 (Itga2/Cd49B) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17301

Artikelnummer: CM0031011



Einführung

KO-validierter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für Forschung zu Zelladhäsion, Kollagenrezeptor und Viruseintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Art	Mensch
GenID (Mensch)	3673
GenID	3673
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 30-162 des humanen Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) entspricht (NP_002194.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17301
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel