

[Ko Validiert] Integrin Alpha 2 (Itga2/Cd49B) Kaninchen Mab - P17301

Artikelnummer: CM0003173



Einführung

KO-valdiertes Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Integrin alpha-2 (ITGA2/CD49b), geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Schlüsselreagenz für Forschung zu Kollagenrezeptoren und viralen Eintritt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	BR; GPIa; CD49B; HPA-5; VLA-2; VLAA2; b)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3673
GenID	3673
Immunogen	Synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1082-1181 des humanen Integrin alpha 2 (ITGA2/CD49b) (P17301)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P17301
Proteinmasse	129 kDa
Versand	Eisbeutel