

[Ko-Validiert] Irf3-Kaninchen-Mab - Q14653

Artikelnummer: CM0008103



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes IRF3, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der angeborenen Immunantwort und der Typ-I-Interferonreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] IRF3-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	IIAE7
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3661
Gen-ID	3661
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-260 des humanen IRF3 entspricht (NP_001184051.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14653
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Kühlakku