

[KO Validiert] Jak2 Kaninchen Mab Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O60674

Artikelnummer: CM0008477



Einführung

KO-validierter rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes JAK2 (131 kDa). Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Kritisch für die Forschung an Zytokin- und JAK/STAT-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] JAK2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	JTK10
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3717
Gen-ID	3717
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 933-1132 von humanem JAK2 (NP_004963.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60674
Proteingewicht	131 KDa
Versand	Eisbeutel