

[Ko Validiert] Lamp2 Rabbit Polymab® - P13473

Artikelnummer: CM0005639



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes LAMP2, KO-validiert. Erkennt humanes, murines und rattes LAMP2. Geeignet für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Ideal für Studien zur Autophagie und lysosomalen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] LAMP2 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3920
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13473
Proteingewicht	44 kDa/45 kDa
Versand	Eisbeutel