

[Ko-Validiert] Mek1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02750

Artikelnummer: CM0016218



Einführung

KO-validierter polyklonaler Antikörper gegen humanes MEK1 (MAP2K1), geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Forschung am MAPK/ERK-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] MEK1 Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	MEL; CFC3; MEK1; MKK1; MAPKK1; PRKMK1; K1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5604
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem MEK1 (NP_002746.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02750
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eisbeutel