


[Ko Validiert] Ncoa2 Kaninchen-Polklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15596

Artikelnummer: CM0015093



Einführung

Kaninchen-polklonale Antikörper gegen menschliches NCOA2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Ratte. Geeignet für Forschung zur nukleären Rezeptor-Koaktivierung, Glukosemetabolismus und circadiane Rhythmik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NCOA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SRC2, TIF2, GRIP1, KAT13C, NCoA-2, bHLHe75, A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10499
Gen-ID	10499
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 550-820 des menschlichen NCOA2 (NP_006531.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q15596
Proteingewicht	159 kDa
Versand	Eisbeutel