


[Ko Validiert] NdrG1 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92597

Artikelnummer: CM0018779



Einführung

KO validierter NDRG1 Kaninchen polyklonaler Antikörper für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Beteiligt an Stressantwort, Tumorsuppression und Aufrechterhaltung von Nervenmyelin. Ideal für die Krebs- und Neuropathieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NDRG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, G1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10397
Gen-ID	10397
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 175-394 des menschlichen NDRG1 (NP_001128714.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92597
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Eispackung