


[Ko Validiert] Nrf2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa, Chip - Q16236

Artikelnummer: CM0009641



Einführung

Hochwertiger [KO validierter] NRF2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IP, ELISA, ChIP. Spezifisch für humanes NRF2 (68 kDa), einen Schlüssel-Transkriptionsfaktor für oxidativen Stress. Ideal für die Zytoprotektion, Immunantwort und Virenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] NRF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH; F2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4780
Gen-ID	4780
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16236
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel