


[Ko-Validiert] Nrf2-Kaninchen-Monoklonalantikörper - Q16236

Artikelnummer: CM0006626



Einführung

KO-validierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NRF2 (Q16236), geeignet für Western Blot, ChIP und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] NRF2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Spezies	Human
GeneID (Human)	4780
GeneID	4780
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 243-400 von humanem NRF2 (NP_006155.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16236
Proteingewicht	68 kDa
Versand	Eisbeutel