


[Ko Validiert] Nsd3/Whsc1L1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9Bz95

Artikelnummer: CM0025714



Einführung

KO validiertes kaninchen polyklonales Antikörper gegen NSD3/WHSC1L1, eine Histonmethyltransferase, für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für epigenetische Transkriptionsstudien. SWISS: Q9BZ95.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] NSD3/WHSC1L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; L1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54904
GenID	54904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 400-600 von menschlichem NSD3/WHSC1L1 (NP_060248.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BZ95
Proteinmasse	162 kDa
Versand	Eisbeutel