

[Ko Validiert] P53 Kaninchen-Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04637

Artikelnummer: CM0017632



Einführung

KO-validierter p53-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (pAb), validiert in WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem p53. Zielt auf den Tumorsuppressor p53 ab, ideal für Apoptose- und Zellzyklusstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] p53 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	P53; BCC7; LFS1; BMF55; TRP53; p53
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7157
GenID	7157
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-393 von humanem p53 (NP_000537.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04637
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel