


[Ko Validiert] Ppp1Cc Kaninchen Pab - P36873

Artikelnummer: CM0025194



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes PPP1CC (PP1-gamma katalytische Untereinheit), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratte PPP1CC (37 kDa). Essentiell für Zellteilung, Glykogenstoffwechsel und MAPK-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] PPP1CC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PP1C; PP-1G; PPP1G; CC
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5501
Gen-ID	5501
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-323 von humanem PPP1CC (NP_002701.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P36873
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel