


[Ko Validiert] Rag2 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P55895

Artikelnummer: CM0025672



Einführung

KO-validiertes RAG2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA, validiert in Human und Maus. Zielt auf das 59kDa V(D)J-Rekombinations-aktivierende Protein 2 ab, das für die Diversität der Immunrezeptoren entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] RAG2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RAG-2; G2
Spezies	Human
GenID (Human)	5897
GenID	5897
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 351-527 von humanem RAG2 (NP_000527.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P55895
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel