


[Ko Validiert] Rpl22 Kaninchen Pab - P35268

Artikelnummer: CM0023668



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes RPL22 (60S ribosomales Protein L22). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für ribosomale Protein- und Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] RPL22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6146
GenID	6146
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entspricht den Aminosäuren 1-122 von humanem RPL22 (NP_000974.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35268
Proteingewicht	15kDa
Versand	Eisbeutel