

[Ko Validiert] Smarcc1/Baf155 Kaninchen Pab Für Wb, Ip, Elisa - Q92922

Artikelnummer: CM0029981



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen SMARCC1/BAF155, validiert für WB, IP, ELISA. Erkennt humanes SMARCC1 (~123 kDa), eine Untereinheit des SWI/SNF-Chromatinremodellierungskomplexes, das an der Transkriptionsregulation und neuronalen Entwicklung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] SMARCC1/BAF155 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HYC5; Rsc8; SRG3; SWI3; BAF155; CRACC1; 55
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6599
GeneID	6599
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92922
Proteinmasse	123 kDa
Versand	Eisbeutel