


[Ko-Validiert] Stat5B-Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P51692

Artikelnummer: CM0019352



Einführung

Kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes STAT5B, validiert für Western-Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz, Immunpräzipitation und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] STAT5B-Kaninchen-pAk
Bezeichnungen/Alias	STAT5; GHISID2; 5B
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6777
Gen-ID	6777
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 586–787 des humanen STAT5B (NP_036580.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51692
Proteingewicht	90 kDa
Versand	Kühlakku