

[Ko-Validiert] Ttl12-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - Q14166

Artikelnummer: CM0020911

Einführung

KO-validierter polyklonaler TTL12-Kaninchenantikörper für WB und ELISA, der menschliches, Maus- und Ratten-TTL12 (74 kDa) nachweist. Ideal zur Untersuchung der Tubulinmodifikation, Mitose, Chromosomenstabilität und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] TTL12-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	dj52614.2; 12
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23170
Gen-ID	23170
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 485-644 des menschlichen TTL12 (NP_055955.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14166
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Eisbeutel