

[Ko Validiert] Txlna Kaninchen Pab - P40222

Artikelnummer: CM0021400

Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes Alpha-Taxilin (TXLNA) für Western Blot und ELISA. Rekombinantes Protein-Immunogen gegen Aminosäuren 1-160. Validiert in Knockout-Modellen. Ideal für Forschung zu Vesikelverkehr und Exozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] TXLNA Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IL14; TXLN; NA
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	200081
GeneID	200081
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-160 des humanen TXLNA (NP_787048.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P40222
Proteinmasse	62 kDa
Versand	Eisbeutel