

[Ko Validiert] Ube2C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O00762

Artikelnummer: CM0023787



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes UBE2C (UbcH10), validiert für Knockout-Studien. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. UBE2C katalysiert die Ubiquitinierung und fördert den APC/C-vermittelten Abbau während der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO validiert] UBE2C Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	UBCH10; dj447f3.2; 2C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11065
GenID	11065
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-179 von humanem UBE2C (NP_008950.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O00762
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel