

## [Ko Validiert] B-Catenin Kaninchen Mab Für Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - P35222

Artikelnummer: CM0003509



### Einführung

Monoklonale Kaninchen-Antikörper gegen humanes  $\beta$ -Catenin (P35222), KO-validiert für WB, IP, IF-P, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Wnt-Signalweg und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] $\beta$ -Catenin Kaninchen mAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; in                                                                                                       |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                         |
| GeneID            | 1499                                                                                                                                           |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem beta Catenin (P35222) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                            |
| SWISS             | P35222                                                                                                                                         |
| Proteinmasse      | 85 kDa                                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                      |