


Ko-Validierter Xiap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P98170

Artikelnummer: CM0030934



Einführung

KO-validierter XIAP Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten XIAP. XIAP ist ein Apoptose-Inhibitor und E3-Ubiquitin-Ligase, die NF-κB-Signalwege, Immunität und Krebs reguliert. Ideal für die Apoptose- und Zellsignal-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] XIAP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	331
Gen-ID	331
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 198-497 von humanem XIAP (NP_001158.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98170
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eistüte