

## [Ko Validiert] Ythdf2 Kaninchen Mab - Q9Y5A9

Artikelnummer: CM0006545



### Einführung

Validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen YTHDF2, ein m6A-Reader-Protein (62 kDa), das die mRNA-Stabilität reguliert. Geeignet für WB, IHC-P, IP, ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                |
|-------------------|-------------------------------------|
| Produktname       | [KO validiert] YTHDF2 Kaninchen mAb |
| Bemerkungen/Alias | DF2; CAHL; HGRG8; NY-REN-2; YTHDF2  |
| Spezies           | Mensch                              |
| Gen-ID (Mensch)   | 51441                               |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid                |
| Quelle            | Kaninchen                           |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IP, ELISA                |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                 |
| SWISS             | Q9Y5A9                              |
| Proteingewicht    | 62 kDa                              |
| Versand           | Eisbeutel                           |