

Kpnb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14974

Artikelnummer: CM0025296



Einführung

Der KPNB1-Kaninchen-Polyklonalantikörper zielt auf Importin-Untereinheit Beta-1, einen wichtigen Kern-Transportrezeptor. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in humanen, murinen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KPNB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IMB1; IPO1; IPOB; Impnb; NTF97; KPNB1
Spezies	Human
Gen-ID (human)	3837
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem KPNB1 entspricht (NP_002256.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q14974
Proteingewicht	97kDa
Versand	Eisbeutel