

Kras Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Artikelnummer: CM0018516



Einführung

Hochwertiger KRAS-Kaninchen-Polyklonalantikörper für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-KRAS. Essenzielles Werkzeug für die Ras-MAPK-Signalweg- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRAS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; KRAS
Spezies	Human
GeneID (human)	3845
GeneID	3845
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 30-189 von humanem KRAS (NP_203524.1) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01116
Protein-Gewicht	22kDa
Versand	Kühltasche