

Kras+Hras+Nras Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P01111 / P01112 / P01116

Artikelnummer: CM0005168



Einführung

Pan-Ras (KRAS, HRAS, NRAS) Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von ~18 kDa, zielt auf den konservierten N-Terminus ab; ideal für die Erforschung der Ras-MAPK-Signalübertragung und der Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KRAS+HRAS+NRAS Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	NS6; CMNS; KRAS; NCMS; ALPS4; N-ras; NRAS1; KRAS+HRAS+NRAS
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4893 / 3265 / 3845 (NRAS / HRAS / KRAS)
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend Aminosäure 1-100 von menschlichem NRAS (P01111)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01111 / P01112 / P01116
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel