


L3MbtI3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q96Jm7

Artikelnummer: CM0003299



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes L3MBTL3 (MBT-1), einen Chromatinregulator, der am Notch-Signalweg und Proteinabbau beteiligt ist. Validiert für WB, IP und ELISA in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	L3MBTL3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	84456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-255 von humanem L3MBTL3 (NP_115814.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q96JM7
Proteingewicht	88kDa
Versand	Kühltasche