


Lactyliertes Histon H3 (K14) Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb/Elisa (Q16695/P68431)

Artikelnummer: CM0000089



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper spezifisch für lactyliertes Histon H3 an Lysin 14 (K14). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt die Lactylierung von humanem, Maus- und Ratten-Histon H3 mit vorhergesagter breiter Kreuzreaktivität. Targeting SWISS Q16695/P68431.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Milchsäure-Histon H3-K14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Milchsäure-Histon H3-K14
Spezies	Mensch
GeneID	8290/8350
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches lactyliertes Peptid um K14 des menschlichen Histon H3 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Sonstige (Breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel