


Lactyliertes Histon H3-K18 Kaninchen-Monoklonalantikörper (Q16695/P68431) Für Epigenetische Forschung

Artikelnummer: CM0000080



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen lactyliertes Histon H3 an Lysin 18 (SWISS: Q16695/P68431). Validiert für WB und ELISA mit breiter Kreuzreaktivität (Mensch, Maus, Ratte). Geeignet für die Untersuchung von Histon-Lactylierung und metabolischer Genregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Milchsäure-Histon H3-K18 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Milchsäure-Histon H3-K18
Spezies	Mensch
GenID	8290/8350
Immunogen	Ein synthetisches lactyliertes Peptid um K18 von menschlichem Milchsäure-Histon H3-K18 (NP_003520.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
SWISS	Q16695/P68431
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Eisbeutel