


Lamin B1 Kaninchen Mab Für Wb, Ihc-P - P20700

Artikelnummer: CM0002431



Einführung

Lamin B1 Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB und IHC-P, validiert bei Mensch, Maus und Ratte. Eine Schlüsselkomponente der Kernlamina, ideal für Forschung zu Chromatinorganisation und Laminopathien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lamin B1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4001
GenID	4001
Immunogen	Ein synthetisches Peptid passend zu einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von humanem Lamin B1 (P20700).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20700
Proteingewicht	66 kDa
Versand	Eisbeutel