


Lamin-B2-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - Q03252

Artikelnummer: CM0008168



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Lamin B2 für Western Blotting, IHC, IF und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen der Kernlamina und des Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Lamin-B2-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	84823
GeneID	84823
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q03252
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Kühlakku