


Lamtor5 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43504

Artikelnummer: CM0026745



Einführung

LAMTOR5 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf Ragulator-Komplex-Protein LAMTOR5 (HBXIP), beteiligt an mTORC1-Signalisierung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LAMTOR5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XIP; HBXIP; LAMTOR5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10542
GenID	10542
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-173 von menschlichem LAMTOR5 (NP_006393.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43504
Proteingewicht	10kDa
Versand	Eisbeutel