


Lc3B-Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzq8

Artikelnummer: CM0017964



Einführung

LC3B-Kaninchen-polyclonaler Antikörper (pAb), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-LC3B. Ideal für Studien zur Autophagie und zur mitochondrialen Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	LC3B-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	LC3B; ATG8F; MAP1LC3B-a; MAP1A/1BLC3
Art	Mensch
Gen-ID	81631
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-100 des humanen LC3B (NP_073729.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZQ8
Proteingewicht	15 kDa
Versand	Kühlakku