

Lect1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075829

Artikelnummer: CM0026872

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes LECT1/Chondromodulin (CNMD) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human und Maus. Geeignet für Forschung zu Knorpelentwicklung, Angiogenese und Herzklappen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LECT1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CHM1, CHM-I, LECT1, BRICD3, MYETS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11061
Gen-ID	11061
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 75-334 von humanem LECT1 (NP_008946.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	075829
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel