

Lhx2 Kaninchen-Mab Für Wb Und Elisa - P50458

Artikelnummer: CM0003429

Einführung

LHX2 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem LHX2, einem Transkriptionsaktivator, der an der lymphoiden und neuralen Entwicklung beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LHX2 Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	LH2; hLhx2; LHX2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9355
GenID	9355
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem LHX2 (P50458) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50458
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel