

Limd1 Kaninchen Pab - Q9Ugp4

Artikelnummer: CM0019650

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes LIMD1 für WB und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem LIMD1 (72 kDa). Geeignet für Studien zur Tumorsuppression, Zellsignalgebung und miRNA-Silencing.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIMD1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIMD1
Spezies	Human
GeneID (Human)	8994
GeneID	8994
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem LIMD1 (NP_055055.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9UGP4
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche