

Limk1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P53667

Artikelnummer: CM0019193



Einführung

Hochwertiger LIMK1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Wesentlich für die Dynamik der Aktinfilamente und die Gehirnentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	LIMK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LIMK; LIMK-1; LIMK1
Spezies	Mensch
Gen-ID	3984
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 510-647 von LIMK1 (NP_002305.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P53667
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel